

Функциональные характеристики

1. Организация класса тестирования: одно рабочее место психолога управляет несколькими независимыми рабочими местами испытуемых. Позволяет запускать тестирование на конкретном рабочем месте испытуемого, наблюдать за его ходом и, при необходимости, принудительно его завершать.
2. На рабочем месте психолога администратором ведётся список учётных записей психологов. Доступно добавление новых учётных записей психологов и перемещение их в архив. При перемещении в архив данные о психологах из внутренней БД не удаляются. При запуске ПО необходимо ввести логин и пароль психолога.
3. На рабочем месте психолога ведётся список кратких личных карточек испытуемых. Их можно как добавлять, так и перемещать в архив. При перемещении в архив данные из внутренней БД не удаляются. К личным карточкам испытуемых привязана история тестирования.
4. Реализовано 68 различных психофизиологических тестов. Готовые группы тестов привязаны к данным личной карточки испытуемого: профессии и типу движения. Допускается запуск произвольных тестов из списка.
5. Результаты каждого тестирования отражаются в виде отчёта. Объём отчета зависит от типа пройденного тестирования. Выделяются тестирования для оценки Профессионально важных качеств (ПВК), для них по согласованным с Метрополитеном критериям вводится группа Профессиональной пригодности. Каждый отчёт можно экспортировать в формате pdf.
6. Рабочее место испытуемого запускает психофизиологические тесты по команде со стороны рабочего места психолога.
7. При тестировании используется аппаратная часть: пульт УПДК-МК. Он используется для измерения временных интервалов, измерения кожного сопротивления. Пульт оборудован набором физических кнопок, парой потенциометров и светодиодом для оценки видимой частоты миганий.
8. Для защиты ПО используется аппаратный ключ Rutoken Lite.
9. Минимальные аппаратные требования к персональному компьютеру: Intel Core i3 (2.2 ГГц или выше), 8 Гб ОЗУ, 128 Гб внутренний накопитель.